

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cpt1C Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q8Tcg5

Numéro d'article: CM0014169



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CPT1C humain (Q8TCG5). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la palmitoyl thioestérase neuronale et le métabolisme des lipides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CPT1C Lapin pAb
Remarques/Alias	CATL1; CPT1P; CPTIC; SPG73; CPT1-B; CPTI-B; CPT1C
Espèce	Humain
GeneID	126129
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 270-400 du CPT1C humain (NP_001129524.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8TCG5
Poids moléculaire	91kDa
Expédition	Sac de glace