

Anticorps Monoclonal Anti-Cr2/Cd21 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P20023

Numéro d'article: CM0006765



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le CR2/CD21 humain (Récepteur du complément de type 2), validé en WB, IHC-P, ELISA. Idéal pour l'étude de l'activation des lymphocytes B, de la voie du complément et des interactions du récepteur EBV.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CR2/CD21 Lapin mAb
Remarques/Alias	CR; C3DR; CD21; CVID7; SLEB9; CR2/CD21
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1380
GeneID	1380
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 934-1033 du CR2/CD21 humain (NP_001868.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P20023
Poids moléculaire	113kDa
Expédition	Sac de glace