

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Creg1 Pour Wb, Elisa - 075629

Numéro d'article: CM0024502



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CREG1 humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Reconnaît une protéine d'environ 24 kDa ; l'immunogène correspond aux acides aminés 110-190. Idéal pour étudier le contrôle transcriptionnel et la suppression tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-CREG1
Remarques/Alias	CREG ; CREG1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	8804
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 110-190 du CREG1 humain (NP_003842.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	075629
Poids moléculaire de la protéine	24 kDa
Expédition	Sac de glace