


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Crh Pour Wb Et Elisa - P06850

Numéro d'article: CM0018425



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'hormone de libération de la corticotropine (CRH) humaine, validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur le stress et la neuroendocrinologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	CRH Lapin pAb
Remarques/Alias	CRF; CRH1; CRH
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1392
GeneID	1392
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-194 du CRH humain (NP_000747.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P06850
Poids moléculaire	21kDa
Expédition	Sac de glace