

Anticorps Polyclonal Anti-Crispld2 Pour Wb Et Elisa - Q9H0B8

Numéro d'article: CM0016112

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre CRISPLD2 humain, validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Convient à l'étude de la fonction de CRISPLD2 dans l'assemblage de la matrice et la biologie de la matrice extracellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CRISPLD2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	LGL1; CRISP11; LCRISP2; CRISPLD2
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	83716
ID du gène	83716
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 140 à 430 de CRISPLD2 humain (NP_113664.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	Q9H0B8
Poids moléculaire	56 kDa
Expédition	Sac de glace