

Anti-Crkl (Phospho-Tyr207) Anticorps Polyclonal De Lapin Pour Wb, Elisa - P46109

Numéro d'article: CM0001054



Introduction

Le pAb de lapin Phospho-CRKL-Y207 est un anticorps polyclonal de lapin ciblant la CRKL phosphorylée (Tyr207) d'origine humaine, validé pour WB et ELISA avec une réactivité croisée avec la souris. Idéal pour étudier la transduction du signal intracellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin Phospho-CRKL-Y207
Remarques/Alias	CRKL ; Phospho-CRKL-Y207
Espèce	Humain
GeneID	1399
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour de Y207 de la CRKL humaine (NP_005198.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P46109
Poids protéique	34kDa
Expédition	Sac de glace