

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Crx Pour Wb, If-P, Elisa - O43186

Numéro d'article: CM0024761



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine homéobox cône-tige humaine (CRX). Validé pour Western blot, immunofluorescence (paraffine) et ELISA. Réaction croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur la régulation des gènes des photorécepteurs et le développement rétinien.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CRX Rabbit pAb
Remarques / Alias	CRD; LCA7; OTX3; CORD2; CRX
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	1406
Identifiant du gène	1406
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 200 de la CRX humaine (NP_000545.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	O43186
Poids protéique	32 kDa
Expédition	Sac isotherme