

Anticorps Polyclonal Anti-Crygc Pour Wb, If/Icc, Elisa - P07315

Numéro d'article: CM0030317



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la gamma-crystalline C humaine (CRYGC). Validé pour Western blot, IF/ICC et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Utile pour la recherche sur les protéines du cristallin oculaire et la cataracte.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CRYGC pAb lapin
Remarques / Alias	CCL; CRYG3; CTRCT2; CRYGC
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1420
GeneID	1420
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P07315
Poids de la protéine	21 kDa
Expédition	Sac de glace