

Anticorps Monoclonal Anti-Ctbp1 Pour Wb, Elisa - Q13363

Numéro d'article: CM0003910



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre CtBP1, validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit avec des échantillons humains, souris et rat. Convient pour l'étude de la régulation de la transcription, de la structure de l'appareil de Golgi et de la différenciation du tissu adipeux brun.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CtBP1 Lapin mAb
Remarques/Alias	BARS, HADDTS, CtBP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1487
GeneID	1487
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 301-440 de CtBP1 humain (Q13363).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13363
Poids moléculaire	48 kDa
Expédition	Sac de glace