

Anticorps Monoclonal Anti-Ctip1/Bcl11A Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H165

Numéro d'article: CM0012184



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le CTIP1/BCL11A humain (Q9H165). Validé pour WB, IHC-P, ELISA et présente une réactivité croisée avec le rat. Idéal pour la recherche sur la commutation de la globine, le développement des cellules B et la remodelage de la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] Anticorps monoclonal de lapin anti-CTIP1/BCL11A
Remarques/Alias	EVI9 ; CTIP1 ; DILOS ; ZNF856 ; HBFQTL5 ; SMARCM1 ; 1A
Espèce	Humain
GeneID (humain)	53335
GeneID	53335
Immunogène	Protéine recombinante / Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 401-589 du CTIP1/BCL11A humain (Q9H165)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q9H165
Poids protéique	91 kDa
Expédition	Sac de glace