

Anti-Ctps1 Lapin Pab Pour Wb, Elisa - P17812

Numéro d'article: CM0027751



Introduction

CTPS1 Lapin pAb est un anticorps polyclonal produit chez le lapin contre la CTPS1 humaine recombinante (aa402-591). Validé pour WB et ELISA, il réagit de manière croisée avec la CTPS1 humaine et murine. Idéal pour étudier la synthèse du CTP, la prolifération lymphocytaire et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CTPS1 Lapin pAb
Remarques/Alias	CTPS; GATD5; IMD24; GATD5A; CTPS1
Espèce	Humain
GeneID	1503
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 402-591 de la CTPS1 humaine (NP_001896.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P17812
Poids protéique	67kDa
Expédition	Sac de glace