

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cuedc1 Pour Wb Et Elisa - Q9Nwm3

Numéro d'article: CM0023877



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le CUEDC1 humain, validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée avec le rat. Idéal pour l'étude des protéines à domaine CUE et la protéomique. - Q9NWM3.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-CUEDC1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	404093
GeneID	404093
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 187-386 du CUEDC1 humain (NP_001258804.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q9NWM3
Poids moléculaire protéique	42kDa
Expédition	Sac de glace