

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cullin-4A Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q13619

Numéro d'article: CM0009111



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la Cullin-4A humaine (CUL4A), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Il reconnaît une protéine de 88 kDa ; convient pour la recherche sur l'ubiquitination et la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Cullin 4A Rabbit mAb
Remarques / Alias	CUL4A; cullin-4A; Cullin 4A
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	8451
GeneID	8451
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 660-759 de la Cullin 4A humaine (Q13619)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q13619
Poids de la protéine	88kDa
Expédition	Sachet réfrigérant