

Anticorps Polyclonal Anti-Cxcl10/Ip-10 Pour Wb, Elisa - P02778

Numéro d'article: CM0013508



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CXCL10/IP-10 humain (chimiokine à motif C-X-C 10). Validé pour WB et ELISA, reconnaît une cytokine pro-inflammatoire sécrétée de 11 kDa impliquée dans la chimiotaxie des cellules immunitaires et la réponse virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CXCL10/IP-10 Lapin pAb
Remarques/Alias	C7; IFI10; INP10; IP-10; crg-2; mob-1; SCYB10; gIP-10; CXCL10/IP-10
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3627
GeneID	3627
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-98 du CXCL10/IP-10 humain (NP_001556.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P02778
Poids moléculaire	11 kDa
Expédition	Sac de glace