

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cxcl10/Ip-10 Pour Wb Et Elisa - P02778

Numéro d'article: CM0006444



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin haute spécificité ciblant CXCL10/IP-10 humain, validé pour WB et ELISA. Essentiel pour la recherche sur la signalisation des chimiokines, les maladies inflammatoires et le trafic des cellules immunitaires. SWISS : P02778.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CXCL10/IP-10 Rabbit mAb
Remarques / Alias	C7; IFI10; INP10; IP-10; crg-2; mob-1; SCYB10; gIP-10; CXCL10/IP-10
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3627
Identifiant du gène	3627
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-98 de CXCL10/IP-10 humain (NP_001556.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P02778
Poids de la protéine	11 kDa
Expédition	Sac de glace