

## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cxcl9/Mig Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q07325

Numéro d'article: CM0010867

### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CXCL9/MIG de haute qualité, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Spécifique de la CXCL9 humaine, une chimiokine qui dirige la migration des lymphocytes T via CXCR3. Idéal pour la recherche en immunologie et sur l'inflammation.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                                               |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | CXCL9/MIG mAb de lapin                                                                                                               |
| Remarques/Alias                  | CMK ; MIG ; Humig ; SCYB9 ; crg-10 ; CXCL9                                                                                           |
| Espèce                           | Humaine                                                                                                                              |
| ID du gène (humain)              | 4283                                                                                                                                 |
| ID du gène                       | 4283                                                                                                                                 |
| Immunogène                       | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-125 de la CXCL9/MIG humaine (NP_002407.1). |
| Source                           | Lapin                                                                                                                                |
| Catégorie                        | Anticorps monoclonaux                                                                                                                |
| Application                      | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                    |
| Réactivité croisée               | Humaine                                                                                                                              |
| SWISS                            | Q07325                                                                                                                               |
| Poids moléculaire de la protéine | 14 kDa                                                                                                                               |
| Expédition                       | Avec poche de glace                                                                                                                  |