


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cycline H Pour Wb, Elisa - P51946

Numéro d'article: CM0020940



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Cycline H (P51946) validé pour Western blot et ELISA. Cible la Cycline H humaine, un composant du complexe kinase activateur de CDK, essentiel pour la régulation du cycle cellulaire et la transcription par l'ARN polymérase II. Réaction croisée avec l'espèce humaine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Cycline H pAb de lapin
Remarques / Alias	CAK; p34; p37; CycH; Cyclin H
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	902
GeneID	902
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-323 de la Cycline H humaine (NP_001230.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P51946
Poids de la protéine	38kDa
Expédition	Sachet de glace