

Anticorps Polyclonal Anti-Cyfp1 Pour Wb, Ip, Elisa - Q7L576

Numéro d'article: CM0015892



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre CYFIP1 humain, adapté pour WB, IP et ELISA. L'immunogène spécifique correspond aux acides aminés N-terminaux 1-270. Réagit avec les protéines humaines et murines. Idéal pour l'étude de la répression de la traduction, du remodelage de l'actine et du neurodéveloppement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CYFIP1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	SHYC ; SRA1 ; SRA-1 ; P140SRA-1 ; CYFIP1
Espèce	Homme
GeneID (humain)	23191
GeneID	23191
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-270 de CYFIP1 humain (NP_055423.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris
SWISS	Q7L576
Poids moléculaire	145 kDa
Expédition	Avec poche de glace