

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cyfip1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q7L576

Numéro d'article: CM0003146



Introduction

CYFIP1 Rabbit mAb (Q7L576) validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit avec l'Humain, la Souris, le Rat. Convient pour les études sur la répression traductionnelle, le remodelage de l'actine et le développement neuronal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CYFIP1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	SHYC ; SRA1 ; SRA-1 ; P140SRA-1 ; CYFIP1
Espèce	Humain
GeneID	23191
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence d'acides aminés 1-100 de CYFIP1 humain (Q7L576)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q7L576
Poids protéique	145 kDa
Expédition	Sac de glace