

Anticorps Polyclonal Anti-Cyld Pour If/Icc, If-P, Elisa - Q9Nqc7

Numéro d'article: CM0022874



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la CYLD humaine (hydrolase CYLD du carboxyle terminal de l'ubiquitine). Validé pour IF/ICC, IF-P et ELISA. Réagit avec les protéines humaines et murines. Convient à la recherche sur les voies de signalisation NF- κ B et Wnt, la dynamique des microtubules et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CYLD Rabbit pAb
Remarques/Alias	EAC ; MFT ; SBS ; TEM ; BRSS ; CDMT ; MFT1 ; CYLD1 ; CYLDI ; USPL2 ; FTDALS8
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	1540
ID du gène	1540
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-127 de la CYLD humaine (NP_056062.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine
SWISS	Q9NQC7
Poids de la protéine	107 kDa
Expédition	Sac de glace