


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cyp11A1 Pour Wb Et Elisa - P05108

Numéro d'article: CM0004696



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le CYP11A1 humain, validé pour le WB et l'ELISA sur des échantillons humains et murins. Cible l'enzyme de clivage de la chaîne latérale du cholestérol mitochondrial impliquée dans la stéroïdogénèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin CYP11A1
Remarques/Alias	CYP11A1 ; CYP11A ; CYPXIA1 ; P450SCC ; cytochrome P450 famille 11 sous-famille A membre 1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	1583
ID du gène	1583
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 40-320 du CYP11A1 humain (NP_000772.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P05108
Poids protéique	42kDa/60kDa
Expédition	Sac de glace