


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cyp2D6 Pour Wb Et Elisa - P10635

Numéro d'article: CM0014655



Introduction

Anticorps Polyclonal de CYP2D6 de Lapin validé pour WB et ELISA ; détecte le CYP2D6 humain avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Idéal pour l'étude du métabolisme des médicaments par le cytochrome P450 et des voies de signalisation lipidique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CYP2D6 Lapin pAb
Remarques/Alias	CPD6; CYP2D; CYP2DL1; CYP2D6; P450C2D; P450DB1; CYP2D7A; CYP2D7B; CYP2D7P2; CYP2D8P2; P450-DB1; CYP2D6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1565
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-230 du CYP2D6 humain (NP_000097.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P10635
Poids Protéique	56kDa
Expédition	Sac de glace