


Anticorps Monoclonal Anti-Cyp3A4 Pour Wb, If-P, Elisa - P08684

Numéro d'article: CM0006812



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le CYP3A4 humain pour les applications de Western blot, d'immunofluorescence et d'ELISA. Détecte une protéine d'environ 57 kDa. Idéal pour l'étude du métabolisme des médicaments et des voies liées au CYP3A4.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CYP3A4 Rabbit mAb
Remarques/Synonymes	HLP; CP33; CP34; CYP3A; NF-25; VDDR3; CYP3A3; CYP11A3; CYP11A4; P450C3; CYP11A4; P450PCN1; CYP3A4
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	1576
ID du gène	1576
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 400 et 503 du CYP3A4 humain (NP_059488.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P08684
Poids moléculaire de la protéine	57 kDa
Expédition	Sac de glace