

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cyp3A4 Pour Wb Et Elisa - P08684

Numéro d'article: CM0015500



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine CYP3A4, validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Adapté à l'étude du métabolisme des xénobiotiques, de la biosynthèse des hormones stéroïdes et à la recherche sur le métabolisme médicamenteux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CYP3A4 Rabbit pAb
Remarques / Alias	HLP; CP33; CP34; CYP3A; NF-25; VDDR3; CYP3A3; P450C3; CYP11A3; CYP11A4; P450PCN1; CYP3A4
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	1576
GeneID	1576
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 244 à 503 de la CYP3A4 humaine (NP_059488.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08684
Poids de la protéine	57kDa
Expédition	Sac de glace