


Anticorps Polyclonal Anti-Cyp3A5 Pour Wb, Elisa - P20815

Numéro d'article: CM0027043



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CYP3A5 humain, validé pour WB et ELISA. Reconnaît le CYP3A5 humain, de souris et de rat. Idéal pour l'étude du métabolisme médicamenteux et des voies des hormones stéroïdiennes. - P20815

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CYP3A5 pAb de lapin
Remarques/Alias	CP35; PCN3; CYP11A5; P450PCN3; CYP3A5
Espèce	Humain
ID du gène	1577 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 233-502 du CYP3A5 humain (NP_000768.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réaction croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P20815
Poids de la protéine	57kDa
Expédition	Sac de glace