

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cypor Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16435

Numéro d'article: CM0011957



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CYPOR pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Cible la NADPH-cytochrome P450 réductase, essentielle pour le transfert d'électrons depuis le NADP.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CYPOR
Remarques/Alias	CPR ; CYPOR ; P450R
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5447
GeneID	5447
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-200 de la CYPOR humaine (P16435).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P16435
Poids protéique	77 kDa
Expédition	Sac de glace