


Anticorps Monoclonal Anti-Cystathionase/Cth Pour Wb, Elisa - P32929

Numéro d'article: CM0009177



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la Cystathionase/CTH (CGL/CSE) humaine. Adapté pour le Western blot et l'ELISA ; réaction croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études de transsulfuration et de signalisation par H₂S.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Cystathionase/CTH mAb de lapin
Remarques/Alias	CGL ; CSE ; Cystathionase/CTH
Espèce	Humain
ID du gène	1491
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1-100 de la Cystathionase/CTH humaine (P32929)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P32929
Poids de la protéine	45 kDa
Expédition	Sac de glace