


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cytokératine 1 (Krt1) Pour Wb, If-P, Elisa - P04264

Numéro d'article: CM0004514



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Cytokératine 1 (KRT1) de haute qualité validé pour les applications WB, IF-P et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur la différenciation des kératinocytes et l'intégrité structurale de l'épiderme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin Cytokératine 1 (KRT1)
Remarques/Alias	K1 ; CK1 ; EHK ; AEI2 ; EHK1 ; EPPK ; KRT1A ; NEPPK ; Cytokératine 1 (KRT1)
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3848
Identifiant du gène	3848
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 545-644 de la Cytokératine 1 humaine (KRT1) (P04264)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P04264
Poids moléculaire de la protéine	66 kDa
Expédition	Sac de glace