


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cytokératine 19 (Ck19) Pour Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P08727

Numéro d'article: CM0003350



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la cytokératine-19 (CK19) humaine, immunogène peptide synthétique au sein des acides aminés 1-100 de KRT19. Validé pour WB, IF, IHC-P, ELISA. Adapté à la recherche sur les tissus épithéliaux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Cytokératine 19 (CK19) AcM de lapin
Remarques / Alias	K19 ; KRT19 ; K1CS ; Cytokératine 19 (CK19)
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3880
GeneID	3880
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence au sein des acides aminés 1-100 de la Cytokératine 19 (KRT19) humaine (KRT19) (P08727).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réaction croisée	Humain
SWISS	P08727
Poids de la protéine	44 kDa
Expédition	Sachet de glace