

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cytokératine 2E (Krt2) Pour Wb Et Elisa - P35908

Numéro d'article: CM0016174

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la cytokératine 2e humaine (KRT2), validé pour les applications de Western blot et d'ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Convient aux études sur la différenciation épidermique, les filaments intermédiaires de kératine et la fonction de barrière cutanée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-cytokératine 2e (KRT2)
Remarques/Alias	K2e; KRTE; CK-2e; KRT2A; KRT2E; Cytokératine 2e (KRT2)
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	3849
GeneID	3849
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-220 de la cytokératine 2e humaine (KRT2) (NP_000414.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P35908
Poids moléculaire de la protéine	65 kDa
Expédition	Sac de glace