


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cytokératine Ae1 Pour If-P, Ihc-P, Elisa - P13645 / P02533 / P19012 / P08779 / P08727

Numéro d'article: CM0008515



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la Cytokératine AE1, détectant plusieurs kératines de type I (K10, K14, K15, K16, K19). Validé pour IF-P, IHC-P et ELISA sur tissus humains, murins et de rat. Idéal pour la biologie des cellules épithéliales et la recherche sur les carcinomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin Cytokératine AE1
Remarques/Alias	BIE ; EHK ; IHL ; K10 ; KPP ; BCIE ; CK10
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3858/3861/3866/3868/3880
GeneID	3858/3861/3866/3868/3880
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P13645/P02533/P19012/P08779/P08727
Poids moléculaire protéique	59kDa/52kDa/49kDa/51kDa/44kDa
Expédition	Sac de glace