


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti- δ -Caténine/P120 Caténine Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - O60716

Numéro d'article: CM0002842



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la δ -Caténine/p120 Caténine (O60716). Validé pour le WB, IHC-P, IP, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Régule la stabilité des cadhérines, la transcription et la signalisation des GTPases Rho. Idéal pour les études d'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti- δ -Caténine/p120 Caténine
Remarques/Alias	CAS, p120, BCDS2, CTNND, P120CAS, P120CTN, p120(CAS), p120(CTN), δ -Caténine/p120 Caténine
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1500
GeneID	1500
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 869 et 968 de la δ -Caténine/p120 Caténine humaine (O60716)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60716
Poids moléculaire de la protéine	108 kDa
Expédition	Sac de glace