

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dab1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - 075553

Numéro d'article: CM0016299

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-DAB1 validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Ciblent l'adaptateur de signalisation de la reeline, idéal pour les études sur la migration neuronale et le développement cérébral.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DAB1 Lapin pAb
Remarques/Alias	SCA37; DAB1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	1600
ID de gène	1600
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-185 de DAB1 humain (NP_066566.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	075553
Poids de la protéine	64kDa
Expédition	Sac de glace