

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dad1 (Wb, Elisa) - P61803

Numéro d'article: CM0018496



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin DAD1 validé pour WB, ELISA. Détecte la protéine DAD1 humaine, murine et rat, sous-unité du complexe OST cruciale pour la N-glycosylation. Idéal pour la recherche sur le stress du RE et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin DAD1
Remarques/Alias	OST2; DAD1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1603
GeneID	1603
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de DAD1 humain (NP_001335.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P61803
Poids Moléculaire Protéique	12kDa
Expédition	Sac de glace