

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dars Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P14868

Numéro d'article: CM0029330



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la DARS humaine (Aspartate-ARNt ligase). Convient pour le WB, l'IHC-P, l'IP et l'ELISA. Détecte les niveaux endogènes dans les échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour les études sur la traduction protéique, le métabolisme des acides aminés et les troubles neurologiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	DARS Rabbit pAb
Remarques/Alias	DARS ; HBSL ; aspRS
Espèce	Humain
ID du Gène (Humain)	1615
ID du Gène	1615
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 222-501 de la DARS humaine (NP_001340.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P14868
Poids Moléculaire Protéique	57 kDa
Expédition	Sac de glace