

## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Dazap1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Ep5

Numéro d'article: CM0003127



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-DAZAP1 validé pour WB, IHC-P, ELISA. Reconnaît la DAZAP1 humaine, souris et rat. Idéal pour la recherche en biologie de la reproduction et la spermatogenèse.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                            |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | mAb anti-DAZAP1 de lapin                                                                          |
| Espèce               | Humain                                                                                            |
| ID du gène (humain)  | 26528                                                                                             |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 265-407 de la DAZAP1 humaine (Q96EP5) |
| Source               | Lapin                                                                                             |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                             |
| Application          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                  |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                               |
| SWISS                | Q96EP5                                                                                            |
| Poids de la protéine | 43 kDa                                                                                            |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                      |