

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dbi Pour Wb, If, Ihc, Elisa - P31786

Numéro d'article: CM0027073

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la DBI de souris (protéine de liaison à l'acyl-CoA/inhibiteur de liaison au diazépam), validé pour WB, IF, IHC et ELISA. Détecte la DBI endogène dans les tissus de souris et de rat. Idéal pour l'étude du transport des lipides et de la modulation des récepteurs GABA.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DBI Lapin pAb
Remarques/Alias	EP; Acbp; ACBD1; endozépine
Espèce	Souris
ID de gène (Humain)	1622
ID de gène (Souris)	13167
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-87 de la DBI de souris (NP_031856.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P31786
Poids moléculaire	10-12 kDa
Expédition	Sac de glace