

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dcdc2 Pour Wb Et Elisa - Q9Uhg0

Numéro d'article: CM0019674



Introduction

pAc de lapin anti-DCDC2 validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée pour l'humain, la souris et le rat. Conçu pour la recherche sur la signalisation Wnt, la migration neuronale et la ciliogenèse en neurosciences et biologie cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DCDC2 pAc de lapin
Remarques/Alias	NSC; RU2; RU2S; DCDC2A; DFNB66; NPHP19; DCDC2
Espèce	Humain
ID de gène	51473
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-250 de DCDC2 humain (NP_001182539)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UHG0
Poids moléculaire	53kDa
Expédition	Sac de glace