

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Dcr1/Cd263 Pour Wb, Ihc-P, Fc, Elisa - O14798

Numéro d'article: CM0005773

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité contre le DcR1/CD263 humain (TNFRSF10C, TRAIL-R3) pour applications WB, IHC-P, FC et ELISA. Idéal pour la recherche sur l'apoptose et la signalisation TRAIL. Matière première fiable pour le développement de DVI.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-DcR1/CD263
Remarques/Alias	TNFRSF10C ; CD263 ; DCR1 ; DCRI-TNFR ; LIT ; TRAIL-R3 ; TRAILR3 ; TRID ; TNF receptor superfamily member 10c ; DcR1/CD263
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8794
GeneID	8794
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-235 du DcR1/CD263 humain (NP_003832.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, FC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O14798
Poids moléculaire protéique	27 kDa
Expédition	Sac de glace