

## Anticorps Monoclonal Anti-Dcr2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ubn6

Numéro d'article: CM0009570

### Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-DCR2 de haute qualité validé pour WB, IHC-P, ELISA ; réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation du récepteur TRAIL et la recherche sur l'apoptose.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit     | DCR2 Lapin mAb                                                                                                                         |
| Remarques/Alias    | DCR2; CD264; TRUNDD; TRAILR4; TRAIL-R4                                                                                                 |
| Espèce             | Humain                                                                                                                                 |
| ID de Gène         | 8793                                                                                                                                   |
| Immunogène         | Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 287-386 du DCR2 humain (Q9UBN6). |
| Source             | Lapin                                                                                                                                  |
| Catégorie          | Anticorps Monoclonaux                                                                                                                  |
| Application        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                       |
| Réactivité Croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                                    |
| SWISS              | Q9UBN6                                                                                                                                 |
| Poids Protéique    | 42kDa                                                                                                                                  |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                           |