

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ddb2 Pour Wb, Elisa - Q92466

Numéro d'article: CM0003355



Introduction

Cet anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la protéine DDB2 humaine (protéine de liaison aux dommages de l'ADN, SWISS : Q92466) est validé pour le Western blot et l'ELISA. Il reconnaît un facteur clé de la réparation par excision de nucléotides et un adaptateur de ligase E3, soutenant la recherche sur l'intégrité du génome et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DDB2 Rabbit mAb
Remarques/Alias	XPE; DDBB; UV-DDB2; DDB2
Espèce	Humain
GenelD (humain)	1643
GenelD	1643
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q92466
Poids de la protéine	48kDa
Expédition	Sac de glace