

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ddb2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q92466

Numéro d'article: CM0024011



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la DDB2 humaine (protéine de liaison aux dommages de l'ADN 2), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Convient pour la recherche sur la réparation de l'ADN dans des échantillons humains, de souris et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	DDB2 Lapin pAb
Remarques/Alias	XPE; DDBB; UV-DDB2; DDB2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1643
GeneID	1643
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-315 de la DDB2 humaine (NP_000098.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92466
Poids Protéique	48kDa
Expédition	Sac de glace