


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ddx21 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nr30

Numéro d'article: CM0016286



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la DDX21 humaine (hélicase 2 de l'ARN nucléolaire). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte une protéine de 87 kDa. Réagit de manière croisée avec les protéines humaines et murines. Idéal pour les études sur la maturation de l'ARNr, la régulation de la transcription et l'immunité innée antivirale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DDX21 Rabbit pAb
Remarques/Alias	RH ; GUA ; GURDB ; II/Gu ; RH II/Gu ; RH-II/GU ; gu-alpha ; RH-II/GuA ; DDX21
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	9188
ID du gène	9188
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine
SWISS	Q9NR30
Poids de la protéine	87 kDa
Expédition	Sac de glace