

Anticorps Polyclonal Anti-Décorine Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P07585

Numéro d'article: CM0019820

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre la décorine humaine, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Poids de la protéine 40kDa. Convient pour la recherche sur la matrice extracellulaire et les protéoglycanes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Décorine Lapin pAb
Remarques/Alias	CSCD, PG40, PGII, PGS2, DSPG2, SLRR1B, Décorine
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1634
GeneID	1634
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 31-359 de la Décorine (NP_001911.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P07585
Poids de la protéine	40kDa
Expédition	Sac de glace