


Anticorps Polyclonal Anti-Denr Pour Wb, Ihc-P, Elisa - 043583

Numéro d'article: CM0015062



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la protéine DENR humaine (DRP1/SMAP-3), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réactivité croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur la réinitiation de la traduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DENR Rabbit pAb
Remarques/Alias	DRP; DRP1; SMAP-3; DENR
Espèce	Humain
GeneID	8562
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-198 de la protéine DENR humaine (NP_003668.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43583
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace