

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Dgka Pour Wb, Elisa - P23743

Numéro d'article: CM0003924



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-DGKA pour Western Blot (WB) et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Cible la diacylglycérol kinase alpha, une enzyme clé dans la signalisation des lipides et l'équilibre DAG/PA.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DGKA mAb Lapin
Remarques/Alias	DAGK; DAGK1; DGK-alpha; DGKA
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	1606
ID de gène	1606
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 de la DGKA humaine (NP_001336.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P23743
Poids moléculaire	83kDa
Expédition	Sac de glace