

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Dgka Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P23743

Numéro d'article: CM0003049



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la diacylglycérol kinase alpha humaine (DGKA). Validé pour les applications Western blot, IHC paraffine et ELISA. Utile pour l'étude de la signalisation lipidique, du métabolisme DAG/PA et de la fonction des lymphocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	DGKA mAb Lapin
Remarques/Alias	DAGK; DAGK1; DGK-alpha; DGKA
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1606
GeneID	1606
Immunogène	Protéine recombinante / Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 de DGKA humaine (NP_001336.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P23743
Poids Protéique	83kDa
Expédition	Sac de glace