


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dgkz (Diacylglycérol Kinase Zéta) Pour Wb Et Elisa - Q13574

Numéro d'article: CM0023429



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la diacylglycérol kinase zéta (DGKZ) humaine. Validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur la signalisation lipidique, l'activation des lymphocytes T et la régulation de l'actine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DGKZ Rabbit pAb
Alias	DAGK5; DAGK6; DGK-ZETA; hDGKzeta; DGKZ
Espèce	Humain
GenelD	8525
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 808-1117 de la DGKZ humaine (NP_001099010.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q13574
Poids de la protéine	104kDa
Expédition	Sac de glace