

Anticorps Polyclonal Anti-Dhrs9 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bpw9

Numéro d'article: CM0030577

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-DHRS9 validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit chez l'Homme, la Souris et le Rat. Détecte une protéine de 35 kDa. Idéal pour la recherche sur le métabolisme du rétinol et des stéroïdes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DHRS9 Rabbit pAb
Remarques / Alias	RDHL; RDH15; RDHTBE; SDR9C4; RDH-TBE; RETSDR8; hRoDH-E2; 3ALPHA-HSD; 3-alpha-HSD; DHRS9
Espèce	Humain
GenelD (humain)	10170
GenelD	10170
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-319 de la DHRS9 humaine (NP_001135743.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	Q9BPW9
Poids de la protéine	35 kDa
Expédition	Sachet de glace