

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dhx30 Pour Wb, Elisa - Q7L2E3

Numéro d'article: CM0022660



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-DHX30 pour WB et ELISA, détectant DHX30 humain et murin (~134 kDa). DHX30 est une hélicase de l'ARN à boîte DEAH impliquée dans la biogenèse des ribosomes mitochondriaux, la neurogenèse et l'immunité innée, ce qui rend cet anticorps adapté à la recherche sur les mitochondries et les neurosciences.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Détails                                                                                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | DHX30 pAb de lapin                                                                                                           |
| Remarques/alias                  | DDX30, RETCOR, NEDMIAL, DHX30                                                                                                |
| Espèce                           | Humaine                                                                                                                      |
| ID du gène (humain)              | 22907                                                                                                                        |
| ID du gène                       | 22907                                                                                                                        |
| Immunogène                       | Protéine recombinante correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 336 et 501 de DHX30 humain (NP_619520.1) |
| Source                           | Lapin                                                                                                                        |
| Catégorie                        | Anticorps polyclonaux                                                                                                        |
| Application                      | WB, ELISA                                                                                                                    |
| Réactivité croisée               | Humain, souris                                                                                                               |
| SWISS                            | Q7L2E3                                                                                                                       |
| Poids moléculaire de la protéine | 134 kDa                                                                                                                      |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                                                 |